

Allergie au sésame

Tests d'IgE spécifiques ImmunoCAP™


ThermoFisher
SCIENTIFIC

ImmunoCAP™
Extrait allergénique

ImmunoCAP™
Allergènes moléculaires

Bon à savoir !

- Le sésame est souvent un **allergène caché** ; il en résulte un fort risque d'exposition accidentelle²
- Les patients allergiques au sésame ont un risque élevé de **réactions allergiques sévères**. Un risque encore plus élevé que pour l'arachide et les fruits à coque a été rapporté pour certains patients allergiques^{2,3}



*Marqueurs de substitution pour la profiline Phl p 12, Bet v 2 ou Pru p 4

**Pas de PR-10 ni de LTP référencées pour les graines de sésame dans la nomenclature WHO/IUIS

Sésame (f10)	Protéine de stockage Ses i 1	Interprétation des résultats*	Considérations relatives à la prise en charge
		Une allergie primaire au sésame est probable	- Risque élevé de symptômes systémiques sévères⁴⁻⁹ - Éviction du sésame - Envisager de rechercher d'autres co-sensibilisations potentielles (p. ex., autres graines et fruits à coque) - Envisager, dans le contexte d'autres facteurs de risque, la prescription d'un auto-injecteur d'adrénaline
		Faible probabilité d'allergie primaire au sésame	- Envisager d'autres dosages d'IgE spécifiques avec les tests d'extrait allergénique ImmunoCAP pour des pollens, qui pourraient expliquer la sensibilisation à l'extrait de sésame - Si la suspicion d'une allergie alimentaire demeure, envisager d'autres dosages d'IgE spécifiques pour les fruits à coque ou les graines, ou envisager d'autres examens possibles comme un test de provocation orale au sésame^{5,6}
		Si tous les allergènes moléculaires de l'algorithme sont négatifs et que f10 est positif, il est possible que le patient soit sensibilisé à un allergène non testé ¹ .	

* Les résultats doivent être interprétés au vu des antécédents cliniques

Références : 1. Dramburg S, et al. *Pediatr Allergy Immunol* 2023;34(Suppl 28):e13854. 2. Adatia A, et al. *J Asthma Allergy* 2017;10:141-151. 3. Brough HA, et al. *J Allergy Clin Immunol* 2020;145(4):1231-1239. 4. Maruyama N, et al. *Clin Exp Allergy* 2016;46(1):163-71. 5. Yanagida N, et al. *J Allergy Clin Immunol Pract* 2019;7(6):2084-86. 6. Saf S, et al. *J Allergy Clin Immunol Pract* 2020;8(5):1681-1688. 7. Goldberg MR, et al. *Pediatr Allergy Immunol* 2021. 8. Nachshon L, et al. *J Allergy Clin Immunol Pract* 2019;7:2775-81. 9. Pastorello EA, et al. *J Chromatogr B Biomed Sci Appl* 2001;756(1-2):85-93.

Noms officiels des produits : ImmunoCAP Allergen f10 Sesame seed; ImmunoCAP Allergen f449, Allergen Component rSes i 1, Sesame seed

 Pour en savoir plus : thermofisher.com/allergencomponents

Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou dans la notice d'utilisation du réactif (disponible sur le site www.dfu.phadia.com).
Pris en charge par l'assurance maladie. © 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de Thermo Fisher Scientific et de ses filiales, sauf indication contraire. Fabricant légal : Phadia AB (membre de Thermo Fisher Scientific).
453351.AL.EU3.FR.V1.25 IDDALL356_03-2025