

## Informace k objednávce ImmunoCAP™ alergen f449, alergenová komponenta rSes i 1 sezamové semínko

### Popis výrobku

rSes i 1, 2S Albumin zásobní protein  
Sezamové semínko (*Sezam indický*)

### Kód alergenu

f449

### Katalogové číslo

14-6109-01

### Čárový kód

E7M



Dostupné  
od

1. července 2021

Poznámka! Test bude součástí softwaru Phadia™ Prime, verze softwaru 2.6.  
Pro spuštění testu před aktualizací je potřeba položku ručně přidat do softwaru.

## Lepší diagnostika alergie na sezam pomocí rSes i 1

### Nový test ImmunoCAP™ alergenová komponenta poskytuje:



Pomůcku při diagnostice a léčbě pacientů s primární alergií na sezam.<sup>1-5</sup>



Pomoc při posuzování rizika závažných příhod poskytováním kvantitativních hladin sIgE proti Ses i 1.<sup>1-5</sup>



Vyšší klinickou specificitu než kožní „prick“ testy a kompletní alergenové testy IgE protilátek s diagnostikou vyřešenou pomocí komponent.<sup>2-4</sup>

1. Maruyama N et al. Clin Exp Allergy. 2016;46(1):163-71. 2. Yanagida N et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019;7(6):2084-86. 3. Saf S et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020;8(5):1681-88. 4. Goldberg MR et al. Pediatr Allergy Immunol. 2021 May 5. doi: 10.1111/pai.13533. Online před výtiskem. 5. Nachshon L et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019;7:2775-81.

Více informací naleznete na adrese [thermofisher.com/phadia](https://thermofisher.com/phadia)

© 2021 Thermo Fisher Scientific Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Thermo Fisher Scientific a jejich dceřiných společností, pokud není uvedeno jinak. 175251.AL.EU22.CZ.v.21



**Thermo Fisher**  
SCIENTIFIC