



Risultati senza precedenti per le allergie - il microarray ImmunoCAP ISAC

Perché scegliere Thermo Fisher Scientific come partner per il vostro microarray allergenico?

Un test affidabile per risultati ineguagliabili^{1,2}

Una tecnologia gold-standard convalidata in oltre 250 articoli peer-reviewed

Un microarray di allergeni con un'efficienza senza pari

Connettività LIS; test in 3 fasi; 2 ore + 30 minuti di tempo di attesa (in un ciclo d'esecuzione totale di 3,5 ore)

Il quadro completo a colpo d'occhio

Contribuisce a valutare quale fattore stia realmente scatenando i sintomi allergici

RIFERIMENTI

1. Thermo Fisher Scientific. Dati interni in archivio.
2. van Hage, M. et al. Clin Chem Lab Med 2017;55(4):571-577.

Maggiori informazioni su whichimmunocap.com

Allergie?

Risposte ineguagliabili!

Microarray di allergeni molecolari ImmunoCAP ISAC

Clinicamente rilevante. Clinicamente validato.


Clinicamente dettagliato.

Un test affidabile per risultati ineguagliabili

Una tecnologia considerata gold-standard, affidabile per voi e i vostri Clinici di riferimento¹

- Concordezza ottimale, da uno studio clinico che utilizza lo stesso siero, 10 diversi lotti di chip e 23 laboratori che utilizzano i propri sistemi strumentali e il proprio personale¹
- Ampio range dinamico (da 1 a 100 ISU), che consente una rilevazione precisa della sensibilizzazione agli allergeni
- Misurazione in triplicato per ogni componente allergenica molecolare, consente di avere la certezza dei risultati forniti
- >250 articoli peer-reviewed, che utilizzano il microarray allergenico ImmunoCAP™ ISAC, su diverse popolazioni nel tempo, per migliorare il servizio offerto ai pazienti – un test affidabile

Numero di pubblicazioni relative al microarray allergenico ImmunoCAP ISAC raccolte negli anni 2002-2018




Risultati standardizzati e riproducibili, affidabili per voi e i vostri Clinici per l'individuazione delle allergie^{1,2}

Un microarray di allergeni con un'efficienza senza pari

Ottimizzato per supportare la massimizzazione dell'efficienza del laboratorio

- Connettività LIS
- Test in 3 fasi
- 2 ore + 30 minuti di tempo di attesa (in un ciclo d'esecuzione totale di 3,5 ore)



Il quadro completo a colpo d'occhio grazie al software di visualizzazione dei risultati Phadia™ MIA e al software di interpretazione Phadia Xplain

1 Risultati presentati in modo chiaro

Il software Phadia MIA fornisce un report riassuntivo dei risultati positivi che consentirà ai Clinici di controllare il profilo di sensibilizzazione completo, differenziando i pazienti in base alle sensibilizzazioni primarie e secondarie e valutare ciò che realmente sta scatenando la sintomatologia allergica.

Un supporto nella valutazione dei fattori reali che stanno causando sintomi allergici.

2 Interpretazione dei risultati clinicamente rilevanti

Il software Phadia Xplain aggiunge anni di esperienza clinica consolidata ad ogni risultato di ImmunoCAP ISAC.

I commenti di Phadia Xplain sono basati sulla più recente letteratura e sono stati approvati da Specialisti Allergologi provenienti da oltre 10 nazioni.

3 Interpretazione dettagliata a vantaggio dei Suoi pazienti

I software Phadia MIA e Phadia Xplain forniscono ai Clinici il referto analitico dei risultati con una guida chiara e una presentazione grafica dei risultati.

Ciò renderà più semplice l'interpretazione dei risultati e più efficace la spiegazione al paziente.